



DR BARGIEL

WYTYCZNE DO OBRAZOWANIA CBCT DO CELÓW

CHIRURGII TWARZY

CBCT TWARZOCZASZKI (CARESTREAM 9600)

Rozdzielczość: 300, opcja MAR

Podpory: stabilizacja z pomocą podpórek czołowych, nie używamy podpórek bródkowych oraz międzyzębowych

Głowa pacjenta: pozycja naturalna głowy, w trakcie badania oczy otwarte patrzące w dal (na punkt zlokalizowany na wysokości oczu).

Ręce pacjenta: jeżeli badanie jest robione na stojąco to ręce układamy luźno wzdłuż ciała, natomiast jeżeli badanie jest robione w pozycji siedzącej to ręce spoczywają na kolanach przy wyprostowanej sylwetce.

Pole obrazowania: 0,5cm przed skórny koniec nosa (1), 1cm poniżej skórny punkt bródki (2) celem wizualizacji tkanek miękkich. Głowy żuchwy powinny być objęte badaniem



1 WIDOCZNY KONIEC NOSA

2 WIDOCZNA BRÓDKA Z
OKOLICĄ PODBRÓDKOWĄ

Aparat dostosowujemy do pacjenta, nie odwrotnie!